

SCIM DISPLAY AB

HEL- OCH HALVVISIR

BRUKSANVISNING FÖR DOCKSTAVISIRET



SAMMANFATTNING Skyddsvisir tillverkat i Sverige och uppfyller krav ställda i SS-EN166:2001. Avsett för Flergångsbruk SCIM 1 S-EN 166 3 S.

SVENSKA

SÄKERHETSANVISNINGAR

ALLMÄNT

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

- Helvisiret är ett säkerhetsskydd för personal, primärt inom sjukvården, som skyddar ansikte, mun och ögon mot stänk av droppar och vätska från t.ex. hosta, nysning eller andra kroppsvätskor.
- Produkten är utformad för att ge bästa möjliga fram och sidoskydd mot droppar och stänk, men även uppifrån.
- Skyddet får ej ändras eller modifieras.
- Spännen och resårband gör det möjligt att justera till olika huvudstorlek medan man samtidigt får tillräcklig spännkraft så att visiret sitter bekvämt och säkert.
- Även om resårband och övriga komponenter är fria från Latex och inte innehåller några skadliga substanser kan hudirritation eller allergisk reaktion uppstå hos känsliga personer.
- Kan användas med eller utan glasögon/skyddsglasögon. Utformning anpassad för att minimera imbildning. Plast visiret är även anti-fog behandlat.
- Visiret skyddar ej mot smält metall, elektriska stötar eller gaser och ångor.
- Skyddsvisiret är ett flergångsvisir och kan rengöras vid behov med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel som tensid för förlängd livslängd.
- Byt ut dvs använd inte skyddsvisir som är repiga, spruckna, oklara eller när rengöring inte förbättrar sikten.

TEKNISKA DATA

Skyddsvisiret är märkta med enligt nedan.

Produktnamn: Docksta Helvisir, Docksta Halvvisir

Artikelnummer: DV1, DV2

Produktmärkning: SCIM 1 S-EN 166 3 S

Förtydligande Produktmärkning: Tillverkare SCIM Display AB

DV1: typnummer/modellnummer

1: Optisk klass (7.1.2 i EN 166:2001)

S: Mekanisk hållfasthet (se 7.1.4.2 i EN

166:2001)
EN166 tillämpad standard
3: Symbol för vätskor
S: Mekanisk hållfasthet

TYPKONTROLL

Grundläggande hälso-Säkerhetskrav tillämpliga på denna produkt är enligt PPE EU 2016/425. Visiret är provat enligt EN 166:2001 (Personal Eye-Protection)

EU-typkontrollen är genomförd av RISE Research Institutes of Sweden AB Box 857, SE-50115 BORÅS. Anmält organ nr 0402”

EU FÖRSÄKRAN

<https://www.scim.se/sv/eu-forsakran-om-overensstammelse-ce-markta-visir>

HANDHAVANDE

Helvisiret är avsett att användas som ett säkerhetsskydd för personal, primärt inom sjukvården, som skyddar ansikte, mun och ögon mot stänk av droppar och vätska från t.ex. hosta, nysning eller andra kroppsvätskor. Produkten är utformad för att ge bästa möjliga fram och sidoskydd mot droppar och stänk, men även uppifrån. Samtidigt utformad för att ge plats för mun/andningsskydd. Det har låg vikt och är bekvämt att bära. Spännen och latex fria resårband gör det möjligt att justera storlek. Varning, material som kan komma i kontakt med bärarens hud kan orsaka allergiska reaktioner mot känsliga individer.

Visiret är även imskydd behandlad och Rise test visar att det fungerar. Men det fungerar inte om visiret får ligga 1h i destillerat vatten före test som är krav enligt EN 168 §16.

ANVÄNDANDE OCH JUSTERING

Detta visir måste användas med korrekt skyddsutrustning för att ge fullgott skydd. Spännen gör det möjligt att justera till olika huvudstorlek medan man samtidigt får tillräcklig spännkraft så att visiret sitter bekvämt och säkert.

LIVSLÄNGD: Under normal användning håller visiret fullgod skyddsförmåga för flergångsbruk.

FÖRVARING OCH UNDERHÅLL

- Förvara ansiktsskyddet/visiret i den hermetiskt förslutna plastförpackningen. Den idealiska förvaringstemperaturen är 18-23 °C vid 55 % relativ luftfuktighet. Placera inga andra föremål på ansiktsskyddet/visiret.
- Förvaras i ett torrt, rent och välventilerat utrymme. Skyddas från direkt solljus (UV-strålning), kemikalier och vassa eller slipande föremål. Skyddsvisirets livslängd om den blir liggande på hyllan beräknas till minst 7 år vid ovan förvaring.
- Docksta visiret är ett flergångsvisir som kan rengöras med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel som tensid.

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0613-404 00. SCIM Display AB, Kartongvägen 2, 870 33 Docksta www.scim.se