

*fistula*STOP[®]

**Dispozitiv de presiune
inovator pentru fistule**



FistulaStop înlocuiește presiunea manuală după dializă

FistulaStop este confortabil pentru pacient

- Nu afectează fistulele și grefele
- Aplică o presiune constantă de fiecare dată
- Un mod simplu de a stopa curgerea sângelui
- Înlocuiește presiunea manuală pe fistulă pe care pacientul trebuie să o exercite după dializă

FistulaStop oferă beneficii pentru personalul medical

- Ergonomic, deoarece înlocuiește presiunea manuală
- Ușor de curățat cu alcool sau cu apă fierbinte
- Reutilizabil
- Poate fi atribuit cu ușurință unui pacient anume, datorită cutiei de depozitare etichetate cu numele pacientului
- Dimensiune unică
- Economisește timp

FistulaStop este simplu de utilizat

- Plasați un tampon de tifon între accesul la fistulă și FistulaStop
- Asigurați-vă că tamponul acoperă accesul la fistulă
- Întindeți cureaua în jurul brațului și fixați-o
- Îndepărtați FistulaStop atunci când curgerea sângelui s-a oprit și înainte ca pacientul să plece acasă FistulaStop trebuie schimbat o dată pe lună (dacă este utilizat continuu)

FistulaStop este fabricat în Suedia





Informații pentru comandă

Codul de comandă al produsului

FistulaStop 1 pereche F 500

CE

FistulaStop este un produs destinat unui singur pacient. Se livrează în pereche, într-o cutie de plastic prevăzută cu etichetă pentru nume.

Nr. înr. design protejat CDR 001614173

*fistula*STOP®



fistula **STOP**[®]

Dispozitiv de presiune inovator pentru fistule

WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-MAIL info@curemednordic.se PHONE +46 31 47 58 00

POSTADDRESS Box 1128, 405 23 Göteborg, Sweden VISITING ADDRESS Gruvgatan 35B, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden