

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed
NORDIC

Undersökningslampa Visiano 20-2

- Kompakt och smidig undersökningslampa med modern LED-teknik.
- Hög ljusstyrka, homogen ljusbild, låg skuggning och utmärkt färgåtergivning.
- Dimbar belysning i fyra steg.
- Stort arbetsområde med flexibla armar och 360° rotation av lamphuvudet.



Specifikationer

Hög belysningskvalité med premium-LED

Utmärkt färgåtergivning (CRI > 95, R13 > 93)

Högkvalitativt armsystem i aluminium

Klassificerad som Medicinteknisk utrustning enligt IEC 60601

Finns i tre utföranden, mobil med rullstativ, tak- och väggmonterad



WWW.CUREMEDNORDIC.SE