

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed

NORDIC



EASY ROLLER

Rullstol utvecklad för badanläggningar

- Designad för badanläggningar
- Tillverkad av thermoplaster, PVC-fri
- Extremt hållbar
- Låg vikt 19 kg och bär 150 kg
- Enkel att rengöra - tål desinficering
- I princip inget underhållsbehov
- Stolen är försedd med vikter som gör att man kan sänka den i vattnet

Easy Roller är speciellt utvecklad för badanläggningar. Hela stolen kan sänkas ner i vattnet och påverkar inte funktionen. Stolen kan användas av den funktionshindrade under hela tiden i badanläggningen. Materialet påverkas inte på något sätt. Extremt hållbar och i princip inget underhållsbehov.

Stolens ergonomiska design innebär också hög komfort och säkerhet för såväl brukare som vårdpersonal på badanläggningar.

Mått:

Stol
Bredd: 67 cm
Djup: 82,5 cm
Höjd: 105 cm

Sits
Bredd: 50 cm
Djup: 42 cm
Höjd: 52 cm

FÖR MER INFORMATION

kontakta oss på info@curemednordic.se eller telefon 031-47 58 00

Läs mer på www.curemednordic.se



EasyRoller



Ergonomisk design, vattentäta dynor och enkel att rengöra.



WWW.CUREMEDNORDIC.SE