

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed
NORDIC

AUDIOMETER SA 201 MANUELL

- SA 201 är en användarvänlig manuell audiometer för screening.
- Ergonomiskt utformad med lättskötta reglage.
- Fullt frekvensband 125-8000Hz där användaren kan välja bort de frekvenser man inte önskar testa.
- Pulserande, modulerad eller kontinuerlig ton.
- Inbyggd "talk forward" mikrofon.
- Levereras med Sennheiser hörtelefoner med bra dämpning mot bakgrundsljud.



WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-POST info@curemednordic.se TELEFON 031-47 58 00
POSTADRESS Box 1128, 405 23 Göteborg BESÖKSADRESS Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda