

HJÄRTNIVÅKUDDE HELP

— Hjärtnivåkudden HELP (**HE**art **L**evel **P**illow) är en svensk uppfinning som ger säkrare mätvärden vid blodtrycksmätning.

— HELP-kudden konstruerades för att eliminera en vanlig felkälla vid blodtrycksmätning, nämligen att armen ofta antingen ligger för lågt eller för högt.

— Mätpunkten ska vara i nivå med hjärtats högra förmak och så blir det vid användning av hjärtnivåkudden HELP.



— HELP-kudden kan även med fördel användas som stöd för tex. huvud eller ben.

