


CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

**CureMed**  
NORDIC

## LÄNGDMÄTARE TRÄ 74-205 CM

- Längdmätare i trä i hög kvalitet för montering på vägg.
- Millimetergraderad med svarta siffror på vit botten.
- Avläsning med ställbar löpare som glider i en plastprofil.
- Levereras med en passbit som används vid monteringen. Monteras med fyra skruvar i väggen.



W W W . [curemednordic.se](http://curemednordic.se)

CureMed Nordic AB E-POST [info@curemednordic.se](mailto:info@curemednordic.se) TELEFON 031-47 58 00  
POSTADRESS Box 1128, 405 23 Göteborg BESÖKSADRESS Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda