

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

DELTAone

HÖGKVALITATIVT MOBILT DERMATOSKOP

DELTAone är ett högkvalitativt mobilt dermatoskop som kan användas både som kontakt/kontaktlöst instrument med såväl polariserat som icke-polariserat ljus. Det nyutvecklade linssystemet ger en kristallklar bild med hela 21mm reellt synfält.

HEINE DELTAone är ett analogt dermatoskop som även kan användas för digital dokumentation tillsammans med HEINE mobilskal/adapter för Apple- och Android-telefoner. Mobilitet och Kvalitet har nu blivit DELTAone.

HEINE DELTAone dermatoskop standard edition (svart/silver) levereras komplett i ett etui med kontaktplatta med skala samt en medicintekniskt godkänd USB-laddare.

- Passar perfekt i fickan
- 3 olika ljusstyrkor
- 10x förstoring
- Växlingsfunktion mellan polariserat och icke-polariserat ljus via en enkel knapptryckning
- Autoklaverbar kontaktplatta med skala
- Underhållsfri tack vare en dammtät konstruktion
- Uppladdningsbart Li-jon batteri
- Bästa möjliga färgåtergivning tack vare välkända HEINE LED^{HQ} tekniken
- Digital dokumentation tack vare den exklusiva HEINE DERM Appen, helt kostnadsfritt

ORDERINFORMATION

Produktnr	Produktnamn
K-210.28.305	DELTAone dermatoskop
K-211.28.305	DELTAone dermatoskop, White edition

NYHET



White edition



*The Apple hardware is not included in the scope of delivery. For Apple hardware, please contact an authorized Apple distributor, an Apple Premium Reseller or Apple Inc. directly. Apple, the Apple Logo, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.