

## Eurotrol HemoTrol

För att utföra en funktionell kontroll av ett HemoCue hemoglobinsystem (instrument, kuvett och användare), bör en kontrollösning användas. Eurotrol HemoTrol är en kontrollösning med känd hemoglobinkoncentration för verifiering av systemets precision. Eurotrol HemoTrol finns tillgänglig i tre olika nivåer.

**Innehåll:** Hemolysat av bovint ursprung.

**Förvaring:** Eurotrol HemoTrol ska förvaras i kylskåp vid 2-8°C

**Hållbarhet:** Öppnad flaska förvarad i kyl är hållbar i 18 månader från tillverkningsdatum.  
Öppnad flaska är hållbar i 1 månad vid förvaring i kyl eller i rumstemperatur (2-30 °C).

**Förpackning:** Droppflaska 2 x 1.0 mL

**Nivåer:**

Låg (Level 1)	78 – 82 g/L
Normal (Level 2)	118 – 122 g/L
Hög (Level 3)	158 – 162 g/L

För ytterligare information om kontroller, se vår hemsida [www.hemocue.se](http://www.hemocue.se).

