



Välj rätt stetoskop som kan bidra till topprestationer.

3M™ Littmann® Stetoskop har justerbara headsets med mjuktätande öronoliver. Littmanns mekaniska stetoskop är utformade med en inställbar teknik som gör att du kan höra ljud med olika frekvenser genom att justera trycket på bröststycket. Få den akustiska prestanda, höga kvalitet och trygghet du behöver med ett Littmann-stetoskop.



	6	7-8		9-10		
	Lightweigh II S.E. Stetoskop	Classic II, Pediatrisk-stetoskop och Spädbarnsstetoskop		Master Classic II™ Stetoskop	Cardiology IV™ Diagnostiskt stetoskop	Master Cardiology™ Stetoskop
	Idealisk för blodtrycksavläsningar och begränsade patientundersökningar.	Högpresterande, pålitliga, kliniska instrument för fysiska undersökningar och övervakning av dina patienter, under skift efter skift.			Ger utmärkt akustisk känslighet så att du kan utföra noggranna diagnostiska auskultationer. För användning i utmanande och tuffa miljöer.	
Ungefärlig längd	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Ungefärlig vikt	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g
Garanti	2 år	3 år	3 år	5 år	7 år	7 år
Membran	Inställbar	Ej inställbar (flytande)		Inställbar	Inställbar (2)	
Ungefärlig diameter för bröststycke	Dubbelsidig 5,2 x 4,5cm 3,5 x 3,2cm	Dubbelsidig Pediatrisk 3,4cm 2,7cm Spädbarn 2,8cm 1,7cm		Enkelsidig 4,3cm	Dubbelsidig Vuxensida 4,3cm Pediatrisida 3,4cm	Dubbelsidig Vuxensida 4,3cm Pediatrisida 3,4cm
Funktioner	Droppformat bröststycke Passar under blodtrycksmanschett	Speciellt utformad för de minsta patienterna		Utformad för ett smidigare grepp och manövrering	Konverterbar öppen klocka	Konverterbar öppen klocka Slang med dubbla lumen
						Slang med dubbla lumen Bästa akustiska responsen i Littmanns mekaniska sortiment