

Andningsskydd FFP2 VIKBO - 10 pack



ARTIKEL NUMMER	70110
BESKRIVNING	5-skikt, med huvudband. Ultraljudssvetsat, mjukt och luddfritt. Lång näsklämma med dubbel metallkärna. Näsfoam. Latex och kemikaliefria. Lågt andningsmotstånd.
KFP/LEV FP	10/400 Individuellt förpackade i påse om 10 st andningskydd 40 påsar i en kartong
MATERIAL	Utsida: Vit Spunbond polypropylen Filter: Medtblown BFE99 dubbelt lager Insida: Vit spunbond polypropylen + hot air cotton Huvudband: polyessteröverdragen spandex, latexfria Näsklämma: dubbel metallkärna
KVALITET/SÄKERHET	CE märkt enligt EN149:2001 + A1:2009 PPE-R/02.075 version 2
STANDARD	EN 149:2001+A1:2009 PPE-R/02.075 version 2
FÄRG	Vit

Om oss

Vi är en svensk tillverkare av skyddsutrustning med hög kvalitet. Produktionen sker vid vår fabrik på Vikbolandet utanför Norrköping.

Genom att välja svensktillverkat gör du ett hållbart val.

