

Munskydd IIR - 10pack

Kirurgiskt munskydd typ IIR med elastiska öronband



ARTIKEL NUMMER	BVIIR10
BESKRIVNING	3-skikt, med öronband. Ultraljudssvetsat, mjukt och luddfritt. Lång, insvetsad näsklämma med metallkärna. Latex- och kemikaliefria. Allergivänliga. Lågt andningsmotstånd.
AVD.FP/ TRPT.FP	10/1000 Förpackad i lådor om 10st munskydd. 100 boxar i en kartong.
MATERIAL	Utsida: Blå spunbond polypropylen Filtermedia: Meltblown BFE99 Insida: Vit spunbond polypropylen Öronband: polyesteröverdragen spandex, latexfria Näsklämma: Enkel metallkärna
KVALITET/SÄKERHET	Testresultat enligt RISE: BFE Bakteriefiltreringseffekt (utandning): 99,9% Andningsmotstånd: <33 Pa/cm ²
STANDARD	EN 14683:2019
FÄRG	Blå

Om oss

Vi är en svensk tillverkare av skyddsutrustning med hög kvalitet. Produktionen sker vid vår fabrik på Vikbolandet utanför Norrköping.

Genom att välja svensktillverkat gör du ett hållbart val.

