

Munskydd IIR – 50pack Svartmelerat

Kirurgiskt munskydd typ IIR med elastiska öronband



ARTIKEL NUMMER	BVIIRS50
BESKRIVNING	3-skikt, med öronband. Ultraljudssvetsat, mjukt och luddfritt. Lång, insvetsad näsklämma med metallkärna. Latex- och kemikaliefria. Allergivänliga. Lågt andningsmotstånd.
AVD.FP/ TRPT.FP	50/2000 Förpackad i lådor om 50st munskydd. 40 boxar i en kartong.
MATERIAL	Utsida: Blå spunbond polypropylen Filtermedia: Meltblown BFE99 Insida: Vit spunbond polypropylen Öronband: polyesteröverdragen spandex, latexfria Näsklämma: Enkel metallkärna
KVALITET/SÄKERHET	Testresultat enligt RISE: BFE Bakteriefiltreringseffekt (utandning): 99,9% Andningsmotstånd: <33 Pa/cm ²
STANDARD	EN 14683:2019
FÄRG	Svart

Om oss

Vi är en svensk tillverkare av skyddsutrustning med hög kvalitet. Produktionen sker vid vår fabrik på Vikbolandet utanför Norrköping.

Genom att välja svensktillverkat gör du ett hållbart val.

