

*fistula*STOP[®]

**Un outil de compression de
fistule innovant**



FistulaStop remplace la compression manuelle après un traitement de dialyse

FistulaStop est confortable pour le patient

- Doux pour les fistules et les greffes
- Applique une pression égale à chaque fois
- Un moyen facile d'arrêter l'écoulement de sang
- Remplace le besoin de compression de la fistule par le patient après la dialyse

FistulaStop apporte des avantages au personnel médical

- Ergonomique puisqu'il remplace la compression manuelle
- Facile à nettoyer avec de l'alcool ou de l'eau chaude
- Réutilisable
- Facile à attribuer à un patient en particulier à l'aide d'un boîtier de stockage nominatif
- Taille unique convenant à tous
- Gain de temps

FistulaStop est facile à utiliser

- Placez un tampon de gaze entre l'accès de la fistule et le FistulaStop
- Assurez-vous que la partie bombée recouvre l'accès de la fistule
- Passez le bracelet autour du bras et fixez-le
- Retirez FistulaStop lorsque le sang ne s'écoule plus et avant que le patient ne rentre chez lui
- FistulaStop doit être changé une fois par mois (en cas d'utilisation continue)

FistulaStop est fabriqué en Suède





Informations de commande

Produit	Code de commande
FistulaStop 1 paire	F 500

CE

FistulaStop est un produit personnel pour les patients. Il est livré par paires dans un boîtier en plastique avec une étiquette pour le nom.

Conception protégée n° d'enregistrement CDR 001614173

*fistula*STOP®



*fistula*STOP®

Un outil de compression de fistule innovant

WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-MAIL info@curemednordic.se PHONE +46 31 47 58 00

POSTADDRESS Box 1128, 405 23 Göteborg, Sweden VISITING ADDRESS Gruvgatan 35B, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden