

*fistula*STOP®

**Инновационное
давление на фистулу**



Фистула-стоп заменяет мануальное давление после диализной терапии

Фистула-стоп удобна для пациента

- Щадящее применение для фистул и трансплантатов
- Равное давление в любое время
- Легкий способ остановить кровотечение
- Заменяет необходимость прижимать пациенту фистулу после диализа

Фистула-стоп несет преимущества и для медицинских работников

- Эргономичный, т.к. заменяет необходимость давления рукой
- Легко моется с помощью спирта или горячей воды
- Возможно повторное использование
- Можно легко закрепить за определенным пациентом благодаря ярлыку на коробке для хранения
- Один размер для всех
- Экономия времени

Фистула-стоп легко использовать

- Поместите ватный тампон между фистулой и фистула-стопом
- Убедитесь, что выпуклость покрывает доступ к фистуле
- Затяните ремешок на руке и зафиксируйте его
- Снимите фистула-стоп после остановки кровотечения и перед уходом пациента домой
- Фистула-стоп следует менять один раз в месяц (при постоянном использовании)

Фистула-стоп производится в Швеции





*fistula*STOP®

Order information

Код заказа	товара
Фистула-стоп 1 пара	F 500

CE

Фистула-стоп является индивидуальным товаром. Он поставляется в парной комплектации в пластиковой коробке с именным ярлыком.

Права на дизайн защищены. Рег. номер CDR 001614173



*fistula*STOP®

Инновационное давление на фистулу

WWW.curemednordic.se

CureMed Nordic AB E-MAIL info@curemednordic.se PHONE +46 31 47 58 00

POSTADDRESS Box 1128, 405 23 Göteborg, Sweden VISITING ADDRESS Gruvgatan 35B, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden