

*fistula*STOP®

**Yenilikçi bir fistül
basınç uygulama
malzemesi**



FistulaStop diyaliz tedavisinden sonra elle basınç uygulamanın yerine geçer

FistulaStop hastaya rahatlık sağlar

- Fistüller ve greftlere yönelik olarak naziktir
- Her zaman eşit basınç uygular
- Kan akışını durdurmak için kolay bir yöntemdir
- Diyalizden sonra hastanın fistüle basınç uygulamasının yerine geçer

FistulaStop sağlık hizmeti çalışanları için yararlar sağlar

- Elle basınç uygulamanın yerine geçtiği için ergonomiktir
- Alkol veya sıcak suyla kolayca temizlenir
- Tekrar kullanılabilir
- Hastanın isminin bulunduğu etiketli bir saklama kutusuyla belli bir hastaya kolayca atanabilir
- Bir boy herkese uyar
- Zamandan tasarruf eder

FistulaStop'un kullanımı kolaydır

- Fistül girişine ve FistulaStop arasına bir gazlı bez yerleştirin
- Çıkıntının fistül girişini kapattığından emin olun
- Kayışı kolun etrafına gerip sabitleyin
- Kan akışı durduğunda ve hasta eve gitmeden önce FistulaStop'u çıkarın
- FistulaStop ayda bir kere değiştirilmelidir (eğer sürekli kullanılıyorsa)

FistulaStop, İsveç'te üretilmektedir





*fistula*STOP®

Sipariş Bilgisi

Ürün Sipariş kodu

FistulaStop 1 çift F 500

CE

FistulaStop hastaya bağlı bir üründür. Üzerinde bir isim etiketiyle birlikte plastik bir kutuda çiftler halinde satılmaktadır.

Tasarım koruma tesc.no. CDR 001614173



*fistula*STOP®

Yenilikçi bir fistül basınç uygulama malzemesi

WWW.curemednordic.se

CureMed Nordic AB E-MAIL info@curemednordic.se PHONE +46 31 47 58 00

POSTADDRESS Box 1128, 405 23 Göteborg, Sweden VISITING ADDRESS Gruvgatan 35B, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden