

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

## AUDIOMETER SA 201-IV MANUELL

- SA 201 är en användarvänlig manuell audiometer för screening.
- Ergonomiskt utformad med lättskötta reglage.
- Fullt frekvensband 125-8000Hz där användaren kan välja bort de frekvenser man inte önskar testa.
- Pulserande, modulerad eller kontinuerlig ton.
- Inbyggd "talk forward" mikrofon.
- Levereras med Radiohead DD65 V2 hörtelefoner med bra dämpning mot bakgrundsljud.

