

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

AUDIOMETER SA 202-IV AUTOMATISK

- SA 202 är en användarvänlig automatisk audiometer för screening.
- Ergonomiskt utformad med lättskötta reglage.
- SA 202 utför helt automatiskt hörseltest, skriver ut resultatet i form av ett tidsstämplat audiogram och lagrar det i ett internt minne som rymmer 50 kompletta audiogram.
- Lagrade resultat kan överföras till dator och till de vanligast förekommande journalprogrammen (Asynja, CGM 4, Profdoc Vision, QuidAgis mfl.)
- Fullt frekvensband 125-8000Hz där användaren kan välja bort de frekvenser man inte önskar testa.
- Pulserande, modulerad eller kontinuerlig ton.
- Inbyggd "talk forward" mikrofon.
- Levereras med Radiohead DD 65 V2 hörtelefoner med bra dämpning mot bakgrundsljud.

