

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed
NORDIC

Kolposkop Karl Kaps SOM 52

- Användarvänligt kolposkop från Karl Kaps med ergonomisk placering av reglage för höjd-, fokus- och vinkelinställningar.
- Alla leder har justeringsrattar för inställning av rörligheten.
- Enkelt att byta okular och objektivlinser.
- Högkvalitativ optik ger klara högupplösta bilder med naturlig färgåtergivning.
- Flertalet objektiv, förstöringsväxlare och okulartuber finns att välja bland.
- Kolposkopet kan roteras 320° och har ett vridstopp för fibern.
- Två belysningsalternativ finns, LED-belysning med en livslängd på drygt 30 000 timmar eller Halogen-belysning med inbyggd reservlampa.
- Karl Kaps SOM 52 kan beställas med rullstativ eller för montering på gynstol.
- Möjlighet att ansluta kameror, bildskärmar och bildlagringsenheter.



WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-POST info@curemednordic.se TELEFON 031-47 58 00
POSTADRESS Box 1128, 405 23 Göteborg BESÖKSADRESS Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda