

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

# CureMed

NORDIC



## ABPMpro

**En innovativ nyhet för ambulatorisk (24h) blodtrycksmätning där mätenheten sitter direkt på blodtrycksmanschetten – inga slangar behövs!**

ABPMpro har flera innovativa funktioner som intern 1-kanals EKG och intern sensor som mäter aktivitet och kroppens position. Hög komfort för patienten med ergonomiskt utformad manschett och inga slangar som är i vägen.

- ABPMpro är en validerad medicinteknisk produkt för 24-timmars blodtrycksmätning utanför sjukhusmiljö.
- Utvecklad och tillverkad i Tyskland,
- Inga slangar behövs mellan mätenhet och manschett.
- Mätenheten har laddningsbara batterier som laddas 20 minuter mellan varje ny patient.
- ABPMpro mäter blodtrycket vid inflationsfasen och har en inbyggd backup att mäta vid deflationsfasen om mätningen vid inflation misslyckas.
- Mätenheten noterar automatiskt om patienten är ståendes/sittandes eller ligger ner med hjälp av den inbyggda lägessensorn.
- Automatisk detektion av Dag/Natt läge.
- Uppgraderingsbar med 3-kanals EKG-sensor (Holter) och Plethysmografi (Pleth) sensor.



MADE IN GERMANY

WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-POST [info@curemednordic.se](mailto:info@curemednordic.se) TELEFON 031-47 58 00  
POSTADRESS Box 1128, 405 23 Göteborg BESÖKSADRESS Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda